



Symbolfoto

Verwendung von Typ Mund-Nasenschutz (MNS)

Die vorgelegte Stoffmaske entspricht nach optischer Begutachtung, der Informationen über die Materialeigenschaften, der dichten Webtextur sowie der Prüfung, ob das Material flüssigkeitsabweisend ist, einer Partikelschutzmaske der Kategorie OP-Maske (zumindest FFP 1).

Die Maske dient dem Fremdschutz, beim Sprechen, Niesen oder Husten werden Tröpfchen vom Träger in der Maske gefangen.

Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerrhaltig und beim erneuten Aufsetzen muss eine Kontamination des Trägers, insbesondere im Bereich Gesicht (Nase, Mund, Augen), vermieden werden. **Daher ist beim Auf – und Absetzen der Maske folgendes zu beachten:**

1. Vor dem Aufsetzen Händewaschen oder Händedesinfektion und /oder Einmal-Handschuhe verwenden
2. Maske nur an Außenseite angreifen, Maske öffnen und falls vorhanden Nasenbügel vorformen
3. unteres Kopfband in den Nacken platzieren
4. Maske vom Kinn beginnend über die Nase ziehen
5. Oberes Kopfband oberhalb der Ohren platzieren und anpassen
6. Nasenclip falls vorhanden mit beiden Zeigefingern anpassen
7. Sitz der Maske prüfen und ggf nochmals anpassen.
8. Nach dem Aufsetzen wieder Händewaschen oder Händedesinfektion

Noch wichtige Hinweise

- Eine gebrauchte Maske sollte eindeutig einer Person zuzuordnen sein, um ein Tragen durch andere Personen auszuschließen, sollten die Masken beschriftet/ markiert werden.
- **NIEMALS** die **Außenseite** einer gebrauchten Maske mit ihrem Gesicht in Berührung bringen!
- Wenn man die Außenseite der Maske berührt, sofort Händewaschen oder Händedesinfektion!
- Die Masken sind am besten wirksam, solange sie nicht durchfeuchtet sind, dann gehören sie gewechselt oder verdreht und auf der Rückseite vom Hals getrocknet.
- Wenn man eine gebrauchte Maske zwischenzeitlich abnehmen will, so sollte sie an den Bändern frei aufgehängt werden.
- Benutzte Masken sollen nicht mit Desinfektionsmittel gereinigt werden, da dies die Funktionalität der Maske negativ beeinflussen kann.

Pflegeempfehlung der Stoffmasken

Die Stoffmasken müssen mit mindestens 60° bis 75° in einer Waschmaschine unter Zusatz eines Vollwaschmittels gewaschen werden. Anschließend ist eine maschinelle Trocknung zu empfehlen. Vor einer erneuten Verwendung muss die Stoffmaske auf Beschädigungen überprüft und die Gummibänder auf adäquate Funktion getestet werden.



**Bleiben Sie gesund! – Ihre
Arbeitsmedizinerin**